

Quality time for better care

"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions.¹



HOSPITAL CARE

Terumo Syringe

Seringue 3 corps (avec ou sans aiguille)



Injection & Access²

¹ Du temps de qualité pour de meilleurs soins
"Du temps de qualité pour de meilleurs soins",
telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions
² Injection et accès

Vos seringues de choix

Conçues pour vous soutenir dans vos activités quotidiennes

Chaque détail est le résultat de
la longue expérience de Terumo
dans ce domaine.




Injection & Access²

Pour la fourniture
de solutions durables

Seringues jetables à usage unique

Seringues Terumo et seringues Terumo avec aiguille



Les seringues sont conçues pour être sûres, pratiques et pour refléter la pointe de la technologie d'injection moderne.

Des matériaux soigneusement sélectionnés, exempts de PVC ou de latex naturel, ainsi qu'un processus de production contrôlé afin d'obtenir des produits d'une qualité et d'une performance excellentes.

La gamme comprend

- Embout Luer Slip centré
- Embout Luer Slip excentré
- Embout Luer Lock



Injection fluide et contrôlée pour une administration fiable du médicament

Caractéristiques pour améliorer les performances :

- Siliconge pour un mouvement fluide et régulier du piston
- Butée ferme et précise pour empêcher le retrait accidentel du piston
- Ailettes permettant la manipulation

Fonctionnalités pour améliorer la sécurité :

- Corps transparent permettant une reconnaissance aisée des bulles d'air
- Impression claire pour une gestion précise du dosage

Code couleur ISO des aiguilles :

- Identification rapide de la taille requise
- Reconnaissance aisée des bulles d'air ou du flashback grâce à l'embase translucide



Choix entre différentes tailles avec aiguilles en option




Seringues Terumo

Seringues stériles 3 corps dans un choix de volumes fréquemment nécessaires

Seringues Terumo avec aiguille

Seringues stériles 3 corps à usage unique avec aiguille hypodermique stérile prémontée



Seringue de 1 ml

Canule 25G (ø 0,5 mm)
Longueur de 16 mm, orange

Canule 26G (ø 0,45 mm)
Longueur de 13 mm, marron

Canule 27G (ø 0,4 mm)
Longueur de 13 mm, gris

Seringue de 2.5/3 ml

Canule 21G (ø 0,8 mm)
Longueur de 16/25/38 mm, vert

Canule 22G (ø 0,7 mm)
Longueur de 38 mm, noir

Canule 23G (ø 0,6 mm)
Longueur de 25/32 mm, bleu

Canule 25G (ø 0,5 mm)
Longueur de 16 mm, orange

Seringue de 5 ml

Canule 21G (ø 0,8 mm)
Longueur de 38 mm, vert

Canule 22G (ø 0,7 mm)
Longueur de 38 mm, noir

Canule 23G (ø 0,6 mm)
Longueur de 32 mm, bleu

Seringue de 10 ml

Canule 20G (ø 0,9 mm)
Longueur de 38 mm, jaune

Canule 21G (ø 0,8 mm)
Longueur de 38 mm, vert

Canule 22G (ø 0,7 mm)
Longueur de 38 mm, noir

Pour plus d'informations sur les commandes, référez-vous à la fiche d'informations sur les seringues Terumo/seringues Terumo avec aiguille.



Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.



² Injection et accès

Destinée à améliorer les choses

Les seringues Terumo et les seringues Terumo avec aiguille viendront enrichir la gamme avancée Injection & Access de Terumo

Nous avons conscience que nos dispositifs contribuent à traiter les patients et sauver des vies, plus particulièrement dans des scénarios de crise. C'est pourquoi nous nous engageons à assurer la stabilité de l'approvisionnement tout en commercialisant de nouveaux produits.

Avec les nouvelles seringues Terumo, nous fournissons des solutions aux établissements médicaux et au personnel soignant.



Nous apportons notre
contribution à la société
grâce aux soins de santé



TERUMO EUROPE N.V.

Terumo Corporation
+81 3 6742 8500

Terumo Europe N.V.
+32 16 38 12 11

TERUMO FRANCE S.A.S.
Bâtiment Atria – 3ème étage
1 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
France

www.terumo-europe.com

Votre partenaire Terumo

Seringues trois pièces, stériles et apyrogène. Seringue destinée à l'injection de médicaments, immédiatement après leur préparation Dispositif de classe IIa réservé aux professionnels de santé. Mandataire TERUMO Europe S.A. Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage Date d'établissement Janvier 2024

Tous les noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à TERUMO CORPORATION, à ses sociétés affiliées ou à des tiers non liés. Publié par Terumo Europe S.A.

Veillez noter que certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Contactez votre représentant Terumo local.

² Injection et accès