


HOSPITAL CARE

Siringa Terumo

Siringa a 3 parti
Informazioni sul Prodotto



Siringhe monouso

Il design è frutto della lunga esperienza in ambito medicale di Terumo, apprezzata dagli utilizzatori in tutto il mondo.

- Scorrimento ottimale grazie al coating in silicone
- Finecorsa saldo e preciso
- Scala graduata in evidenza per un dosaggio accurato
- Corpo trasparente che agevola la visualizzazione
- Grip per le dita per una facile manipolazione

Descrizione	Materiali
1 Corpo	Polipropilene
2 Pistone	Polipropilene
3 Cappuccio/ Guarnizione	Elastomero termoplastico (per codici 'SS*') Gomma poliisoprene (per codici 'MDSS')
Lubrificante	Olio di silicone

Non contiene componenti in PVC e Latex.

Sterilizzazione

Fascio di elettroni (e-beam, per codici 'SS*') od Ossido di Etilene (per codici 'MDSS') con Livello di Garanzia di Sterilità di almeno 10^{-6}

Conservazione

- Durata di 5 anni
- Il numero di lotto e la data di scadenza sono stampati sulla carta (per i codici „MDSS“) o impressi nella pellicola del blister (per i codici „SS“)
- Non conservare a temperature e umidità estreme (per i codici ‚MDSS‘ e ‚SS*‘) o conservare tra 2°C e 30°C (per i codici ‚SS+‘).

Gamma di prodotti

Codice prodotto	Capacità		Incrementi	Punta	Sostituisce
	Nominale	Graduata			
MDSS01SE	1 ml	1 ml	0.01 ml	Centrale Raccordo Luer	SS+01T1
SS*02LE1	2.5 ml	2.5 ml	0.1 ml	Centrale Luer Lock	-
SS*02SE1	2.5 ml	2.5 ml	0.1 ml	Centrale Raccordo Luer	-
MDSS03SE	3 ml	3 ml	0.1 ml	Centrale Raccordo Luer	SS*02SE1, SS+03S
MDSS03LE	3 ml	3 ml	0.1 ml	Centrale Luer Lock	SS*03L, SS+03L1
MDSS05SE	5 ml	5.5 ml	0.2 ml	Centrale Raccordo Luer	SS*05SE1, SS+05S
MDSS05LE ¹	5 ml	5.5 ml	0.2 ml	Centrale Luer Lock	-
SS*05LE1	5 ml	6 ml	0.2 ml	Centrale Luer Lock	-
SS*05SE1	5 ml	6 ml	0.2 ml	Centrale Raccordo Luer	-
MDSS10SE	10 ml	11 ml	0.2 ml	Centrale Raccordo Luer	-
MDSS10ESE	10 ml	11 ml	0.2 ml	Eccentrico Raccordo Luer	SS+10ES1
MDSS10LE ¹	10 ml	11 ml	0.2 ml	Centrale Luer Lock	-
SS*10LE1	10 ml	12 ml	0.2 ml	Centrale Luer Lock	-
MDSS20ESE	20 ml	22 ml	1 ml	Eccentrico Raccordo Luer	SS+20ES1
MDSS20LE ¹	20 ml	22 ml	1 ml	Centrale Luer Lock	-
SS+20L1	20 ml	25 ml	1 ml	Centrale Luer Lock	-
SS+30ES1	30 ml	35 ml	1 ml	Eccentrico Raccordo Luer	-
SS+30L1MP	30 ml	35 ml	1 ml	Centrale Luer Lock	-
SS+50L1	50 ml	60 ml	1 ml	Centrale Luer Lock	-
SS+50ES1	50 ml	60 ml	1 ml	Eccentrico Raccordo Luer	-
SS+50C1	50 ml	60 ml	1 ml	Cono catetere	-

CE
0197



STERILE EO
per codici 'MDSS'

STERILE R
per codici 'SS'

¹ Questa siringa Luer Lock concentrica non è utilizzabile con le pompe a siringa

Confezionamento

Scatola	Cartone di spedizione		
	Quantità	Peso lordo	Dimensioni (L x P x A)
100	3000	12.70 kg	635 x 295 x 505 mm
100	2400	10.40 kg	397 x 581 x 444 mm
100	2400	9.30 kg	394 x 581 x 444 mm
100	1800	10.30 kg	445 x 447 x 449 mm
100	1800	11.10 kg	445 x 447 x 449 mm
100	1800	12.80 kg	656 x 419 x 426 mm
100	1800	13.20 kg	655 x 418 x 426 mm
100	1600	10.60 kg	412 x 573 x 444 mm
100	1600	10.40 kg	411 x 576 x 444 mm
100	1200	13.00 kg	569 x 473 x 459 mm
100	1200	14.20 kg	568 x 496 x 460 mm
100	1200	13.00 kg	575 x 455 x 455 mm
100	800	15.00 kg	359 x 581 x 383 mm
50	400	8.30 kg	468 x 390 x 455 mm
50	400	8.10 kg	465 x 380 x 445 mm
50	600	9.90 kg	468 x 390 x 455 mm
25	200	6.30 kg	560 x 398 x 255 mm
25	200	6.20 kg	558 x 395 x 254 mm
25	100	5.10 kg	464 x 320 x 275 mm
25	100	5.10 kg	472 x 324 x 282 mm
25	100	5.30 kg	472 x 324 x 282 mm

Confezionamento unitario: blister (pellicola/film per i codici „SS“ e pellicola/carta per i codici „MDSS“)



Stato normativo

Certificazione CE –
Dispositivo medico di classe IIa

Organismo notificato
TÜV Rheinland 0197

Fabbricante

per codici 'SS+': TERUMO (Philippines)
CORPORATION, 124 East Main Avenue,
Laguna Technopark, Binan, Filippine
per codici 'SS': TERUMO CORPORATION,
2-44-1 Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo
151-0072, Giappone
per codici 'MDSS': Yangzhou Medline
Industry Co., Ltd. (Cina)

Rappresentante CE

per codici 'SS': TERUMO EUROPE N.V. –
Leuven, Belgio
per codici 'MDSS': Shanghai International
Corp. GmbH (Europe) – Amburgo,
Germania

Distributore

per codici 'MDSS': TERUMO EUROPE N.V.,
Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgio

Precauzioni

- Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- Non riutilizzare
- Smaltire i rifiuti taglienti subito dopo l'utilizzo (monouso), seguendo il protocollo ospedaliero per evitare il rischio di infezioni

Consultare sempre l'etichetta del prodotto per una panoramica completa di avvertenze, precauzioni e/o consigli prima dell'uso effettivo prima dell'uso effettivo.

Ampia gamma di volumi a disposizione da 1 mL a 50 mL

Le siringhe sono disponibili con tutti i tipi di raccordo più comuni.

Il vostro partner Terumo

TERUMO EUROPE N.V.

Terumo Corporation Terumo Europe N.V.
+81 3 6742 8500 +32 16 38 12 11

www.terumo-europe.com

Tutte le denominazioni commerciali sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà di TERUMO CORPORATION, di sue società affiliate o di terze parti non correlate. Pubblicato da Terumo Europe N.V.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi, per informazioni contattare il proprio riferimento Terumo locale.