

ThermoScan Schutzkappen / Capuchons de protection

LF 40



Genauer
gewähren hohe Messgenauigkeit

Plus précis
garantissent l'exactitude de la mesure



Einweg-Schutzkappen
für hygienischen Gebrauch, schliessen
das Risiko einer Übertragung von
Krankheitskeimen praktisch aus
(wechseln Sie nach jeder Benutzung die
Kappe)

Capuchons de protection jetables
pour une utilisation hygiénique,
éliminent tout risque de contamination
croisée (changez l'embout après chaque
utilisation)



neu mit Braun-Logo
um die Echtheit zu garantieren und von
Fälschungen zu unterscheiden

nouveau avec Logo Braun
pour garantir l'authenticité et distinguer
des contrefaçons



Eigenschaften

Ersatz-Schutzkappen 2 x 20 Stück

BPA und Latex frei

passend für alle Braun ThermoScan Ohr-Thermometer

Fakten

EAN-Code 40 22167 40006 2

Verpackungseinheit / Paletteneinheit 6 / 3'456

EAN-Code Verpackungseinheit 40 22167 40006 9

Bruttogewicht Stück (in g) 23

Abmessungen (HxBxT in mm) 135 x 90 x 30

Caractéristiques

Capuchons de rechange 2 x 20 pièces

Sans BPA et latex

s'adapte sur tous les thermomètres auriculaires Braun

Données spécifiques

Code EAN 40 22167 40006 2

Unités d'emballage / par palette 6 / 3'456

Code EAN de l'unité d'emballage 40 22167 40006 9

Poids brut par pièce (en g) 23

Dimensions (HxLxP en mm) 135 x 90 x 30