

Produktdatenblatt - Care Con special - TYP II Urinalkondom

Beschreibung & Zweckbestimmung:

- Unsteril
- Schaftlänge 5,0 cm
- Klebefläche 4,0 cm
- verschiedene Durchmesser
- hautfreundliches und medizinisches Silikon
- selbstklebend
- latexfrei und atmungsaktiv



Übersicht des Produktsortiments:

Art. Nummer	Durchmesser	Schaftlänge	Klebefläche	PZN	HMN
01/01/28/02/25/GHC	25 mm	5,0 cm	4,0 cm	17520672	15.25.04.7047
01/01/28/02/28/GHC	28 mm	5,0 cm	4,0 cm	17520689	15.25.04.7047
01/01/28/02/30/GHC	30 mm	5,0 cm	4,0 cm	17520703	15.25.04.7047
01/01/28/02/32/GHC	32 mm	5,0 cm	4,0 cm	17520726	15.25.04.7047
01/01/28/02/36/GHC	36 mm	5,0 cm	4,0 cm	17520732	15.25.04.7047
01/01/28/02/41/GHC	41 mm	5,0 cm	4,0 cm	17520749	15.25.04.7047

Material / Produkt Angaben

100% Silikon	Ja
Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Ja
Enthält PVC	Nein
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja
Medizinprodukt	Ja
Zolltarifnummer	3917 3200 90 0

Zertifikate

CE-Kennzeichnung	CE
Produkt Klassifikation	I

Sterilisation

Steril	nicht steril
Haltbarkeit	5 Jahre

Verpackung

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Karton	Gewicht / VE	Verpackt	Abnahmemenge
01/01/28/02/25/GHC	30 Stück	300 Stück	0,4 kg	30 Stk unsteril verpackt	1 VE
01/01/28/02/28/GHC	30 Stück	300 Stück	0,4 kg	30 Stk unsteril verpackt	1 VE
01/01/28/02/30/GHC	30 Stück	300 Stück	0,4 kg	30 Stk unsteril verpackt	1 VE
01/01/28/02/32/GHC	30 Stück	300 Stück	0,4 kg	30 Stk unsteril verpackt	1 VE
01/01/28/02/36/GHC	30 Stück	300 Stück	0,4 kg	30 Stk unsteril verpackt	1 VE
01/01/28/02/41/GHC	30 Stück	300 Stück	0,4 kg	30 Stk unsteril verpackt	1 VE

Lagerung und Handhabung

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar

GHC German Health Care GmbH

Hersteller: Well Lead Medical Co., Ltd. | C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong | 511434 Panyu, Guangzhou | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC-Rep.: Shanghai International Holding Corp. GmbH | Eiffeustrasse 80 | 20537 Hamburg | Germany

Importeur: GHC German Health Care GmbH | Birkelück 15 | 24999 Wees | Germany | Tel. +49 (0) 4631 57 200-0 | info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CH-Rep.: QS Engineering AG | Erlenstrasse 31 | 4106 Therwil | Switzerland